

97050840

Rev. 06

2024-07



MIKROMOTOR

PRIRUČNIK ZA RUKOVATELJA

i-MMr • i-MMr L • i-MMr L FLUO
i-MMs • i-MMs FLUO

Sadržaj

1. OPIS	3
1.1. OPIS UREĐAJA.....	3
1.2. INDIKACIJE ZA UPORABU	3
1.3. VAŽNA UPOZORENJA.....	3
1.4. SIMBOLI	4
2. TEHNIČKI PODACI	5
2.1. NAČIN UPORABE.....	6
2.2. EKOLOŠKI UVJETI ZA UPORABU	6
2.3. EKOLOŠKI UVJETI TRANSPORTA I SKLADIŠTENJA	6
2.4. PRIMIJENJENI DIJELOVI	6
3. RAD UREĐAJA	7
3.1. SPAJANJE S CIJEVIMA ZA NAPAJANJE INSTRUMENTA	7
3.2. SPAJANJE I ODSPAJANJE RUČNOG INSTRUMENTA	7
3.3. RADNI PARAMETRI	7
3.4. RASVJETA UREĐAJA	7
4. PONOVDNA OBRADA.....	8
4.1. ČIŠĆENJE	8
4.2. STERILIZACIJA	9
4.3. DOZVOLJENI PROIZVODI	9
5. ODRŽAVANJE	10
5.1. POPRAVKI I SERVIS.....	10
5.2. RJEŠAVANJE PROBLEMA	10
6. ODLAGANJE.....	11
7. JAMSTVENI UVJETI	12
8. ODLAGANJE.....	13
9. PROIZVOĐAČ	14

1. OPIS

1.1. OPIS UREĐAJA

REF	Ime	Opis	Svjetlo	Prikladno za	Isporučuje se kao
95520662 95520671	i-MMs	MIKROMOTOR	Da	Implantati i endodoncija	Nesterilan i za ponovnu upotrebu
95520673 95520679 95520714	i-MMs FLUO	MIKROMOTOR	Da	Implantati i endodoncija	Nesterilan i za ponovnu upotrebu
95520660 95520669	i-MMr	MIKROMOTOR	Ne	Protetski i restorativni	Nesterilan i za ponovnu upotrebu
95520661 95520670	i-MMr L	MIKROMOTOR	Da	Protetski i restorativni	Nesterilan i za ponovnu upotrebu
95520672 95520678 95520707	i-MMr L FLUO	MIKROMOTOR	Da	Protetski i restorativni	Nesterilan i za ponovnu upotrebu

1.2. INDIKACIJE ZA UPORABU

CEFLA dentalni mikromotori su električni mikromotori bez četkica kojima upravlja upravljačka jedinica unutar CEFLA dentalnih jedinica. Namijenjeni su za spajanje s nastavkom za ručni dio tipa ISO: ravnim ili kontra-kutnim jednakim brzinama, smanjenjem ili povećanjem brzine. Namijenjeni su za profesionalnu upotrebu u dentalnoj kirurgiji kao što su: preventivna stomatologija, restaurativne primjene, endodontsko liječenje, protetske primjene i implantante.



Prije uporabe Mikromotora pažljivo pročitajte korisnički priručnik. Prilikom korištenja uređaja morate se pridržavati priloženih uputa.

1.3. VAŽNA UPOZORENJA

Za ispravno tumačenje uputa sadržanih u ovom priručniku, talijanska verzija vrijedi kao izvorni tekst.

- Uređaj nije prikladan za uporabu s mješavinama zapaljivih anestetika i kisika ili dušikovog oksida.
- Instrument se isporučuje nesterilan. Prije uporabe, nastavite s postupkom ponovne obrade, kako je opisano u ovom priručniku.
- Upotreba uređaja na električni pogon može ometati rad aktivnih implantanata kao što su srčani pacemakeri ili drugi aktivni uređaji. U slučaju nedoumice u pogledu liječenja pacijenata takvim uređajima, obratite se stručnjaku kardiologu ili drugoj nadležnoj medicinskoj ustanovi.
- Tijekom uporabe uređaja prašina i krhotine iz pacijentove usne šupljine ili iz istog uređaja mogu se izbaci u okolinu (organska i anorganska prašina te metalna prašina, krhotine uređaja ili njegovih vrhova te potencijalno zarazni biološki materijali).
- Ako je moguće, zaštitite pacijenta dentalnom branom.
- Uputite pacijenta da diše kroz nos u slučajevima kada zubna brana nije primjenjiva.
- Medicinsko osoblje mora nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.
- Tijekom korištenja oprema mora biti ohlađena na odgovarajuću i ugodnu temperaturu.
- Koristite samo nasadnike i kontrakutne nastavke koji su odobreni i legalno se prodaju u vašoj zemlji.
- Koristite samo bušilice (ili druge slične instrumente) odobrene i legalno prodane u vašoj zemlji i izrađene od biokompatibilnih materijala u skladu s ISO 10993-1 i čije su dimenzije u skladu s EN ISO 1797-1.
- Za zubarske uređaje koristite samo odobreno i legalno sredstvo za podmazivanje u vašoj zemlji.
- Prije svake uporabe provjerite pravilno zaključavanje nasadnika na mikromotoru i svrdla na nasadniku.
- Ne koristite oštećene ili istrošene dijelove.
- Uvjerite se da tijekom rada motora postoji neometan protok zraka za hlađenje. Ako nema hlađenja, prestanite koristiti uređaj i obratite se ovlaštenom tehničkom servisu.
- U slučaju vidljivih oštećenja, emitiranja neobičnih zvukova i/ili vibracija ili ako se primijeti pregrijavanje, nemojte koristiti uređaj i pozovite ovlaštenu tehničku pomoć.
- LED zračenje: ne gledajte u snop golim okom niti ga gledajte izravno optičkim instrumentima.
- Za rukovatelje u Europi: svaki ozbiljniji incident koji se dogodi u vezi s uređajem potrebno je prijaviti tvrtki CEFLA s.c. i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi korisnik i/ili pacijent.

Proizvođač neće biti odgovoran za sigurnost, pouzdanost i performanse uređaja ako:

- Se ne poštuju bitni zahtjevi za lokaciju, navedeni u korisničkom priručniku za stomatološke.
- Procese sastavljanja, dodavanja, podešavanja, kalibracije i popravka ne provodi ovlašteno tehničko osoblje.
- Uređaj je modificiran, dirano, nije pravilno servisiran, korišteni su nekompatibilni rezervni dijelovi i/ili neoriginalne komponente.
- Uređaj se ne koristi u skladu s uputama za uporabu i njegovom namjenom.

KONTRAINDIKACIJE

Ne postoje kontraindikacije za korištenje mikromotora jer nisu namijenjeni za doticaj s pacijentom.

1.4. SIMBOLI

	UPOZORENJE! Nepoštivanje može rezultirati oštećenjem opreme ili ozljedom korisnika i/ili pacijenta.
	Simbol za skretanje pozornosti na dodatne informacije koje se nalaze u korisničkom priručniku opreme.
	NAPOMENA: Ukazuje na podatke koji su osobito važni za korisnika i/ili asistenta.
	Simboli koji odgovaraju „PRIMIJEJENOM DIJELU TIPA B“ sukladno IEC 60601-1. Ukazuje na zaštitu od izravnog ili neizravnog kontakta.
	Dio koji je moguće sterilizirati u autoklavu.
	Oznaka sukladnosti sa zahtjevima Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima. Prijavljeno kod tijela: IMQ spa.
	Simbol zbrinjavanja u skladu s Direktivom 2012/19/EU.
	Identifikacijski kod uređaja.
	Serijski broj uređaja.
	Proizvođač.
	Datum proizvodnje opreme.
	Broj modela.
	Za korištenje samo od strane obučenog medicinskog osoblja.
	Medicinski uređaj.
	Korisnički priručnik isporučen je u elektroničkom obliku.
	Označite sukladnost s tehničkim propisima u Ukrajini.
	Oznaka RoHS za Kinu s razdobljem korištenja za zaštitu okoliša.

2. TEHNIČKI PODACI

	i-MMs i-MMs FLUO	i-MMr i-MMr L i-MMr L FLUO
Vrsta	Bez četke	
Napajanje	32Vdc ± 12,5%	
Maksimalna apsorpcija	6 A	4,5 A
Maksimalna apsorbirana električna snaga	170 W	120 W
Maksimalna brzina	40,000 ± 10% okr/min	40,000 ± 10% okr/min
Minimalna brzina	100 ± 10% okr/min	100 ± 10% okr/min
Maksimalni okretni moment	5,3 Ncm	3,3 Ncm
Vrsta hlađenja	Zrak	
Radno vrijeme	Povremeno: 5 min. ON, 5 min. OFF	
Napajanje	300 ± 20 kPa (3 ± 0,2 bar)	
Vodoposkrba	250 ± 20 kPa (2,5 ± 0,2 bar)	
Potrošnja	Hlađenje zrakom	~ 25 NI/min
	Cijevi za raspršivač	~ 5 NI/min
	Tlak raspršivanja vode	~ 150 cc/min
Raspršivač	Integrirani	
Klasifikacija	Klasa IIa (Uredba (EU) 2017/745 o medicinskim uređajima) Klasa II tipa B (IEC 60601-1)	
Klasifikacija emisija	CISPR 11 Klasa A Grupa 1 (IEC 60601-1-2)	
Status ručnog instrumenta	ISO 3964 TYPE 2 za verziju bez LED. ISO 3964 TIP 3 za verziju s LED kompatibilnim s INTRAmatic® Lux.	
LED svjetlo	5000 K - 20000 mlm (Bijeli LED), 0,34 W/m² Blizu UV (Samo za FLUO verziju)	
Važeći propisi	IEC EN 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-6, IEC 62304, ISO 15223-1, ISO 9687, IEC 62471, ISO 14457	
Dimenzije	47,5 mm	35 mm
Težina	77 g (+/-1g)	64 g (+/-1g)
Buka	54 dB(A)	58,5 dB(A)
Pravila o rashladnim tekućinama	Na dentalnoj opremi	

Za ispravan rad, uređaj mora biti spojen na specifično napajanje i elektroničke upravljačke krugove, koje je projektirao proizvođač, putem odgovarajuće priključne opskrbe cijevi.

Proizvođač obećava da će na zahtjev osigurati dijagrame ožičenja, popise dijelova komponenti, upute za kalibraciju ili bilo koje druge informacije koje bi mogle biti potrebne ovlaštenom osoblju tehničke službe.

Proizvođač zadržava pravo izmjene u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

2.1. NAČIN UPORABE

Način primjene uređaja je isprekidan. Navedeni radni ciklus odvija se u sljedećem vremenskom razdoblju:

Vrsta instrumenta	Rad (minute)	Pauza (minute)
i-MMs	5	5
i-MMs FLUO	5	5
i-MMr	5	5
i-MMr L	5	5
i-MMr L FLUO	5	5

2.2. EKOLOŠKI UVJETI ZA UPORABU

- Temperatura prostora 10 ÷ 40 °C
- Relativna vlažnost 30 ÷ 75%
- Atmosferski tlak 700 ÷ 1060 hPa (700 ÷ 1060 mBar)

2.3. EKOLOŠKI UVJETI TRANSPORTA I SKLADIŠTENJA

- Temperatura prostora -20 ÷ +70 °C
- Relativna vlažnost 10 ÷ 100%
- Atmosferski tlak 500 ÷ 1060 hPa (500 ÷ 1060 mBar)

2.4. PRIMIJENJENI DIJELOVI

Dijelovi koji pri standardnoj uporabi nužno dolaze u kontakt s pacijentom ,kako bi uređaj ispravno obavljao svoje funkcije, su poklopci ručica.

3. RAD UREĐAJA

3.1. SPAJANJE S CIJEVIMA ZA NAPAJANJE INSTRUMENTA

Približite motor cijevima instrumenta i zarotirajte ga na samom konektoru dok se ne pronađe spojna točka. Umetnite motor do kraja i zatim potpuno zategnite prstenastu maticu.

3.2. SPAJANJE I ODSPAJANJE RUČNOG INSTRUMENTA

Mogu se koristiti nasadnici u skladu s ISO 3964 i INTRAmatic® Lux. Umetnite ručni dio na spojnicu dok se ne čuje „klik“ spoja.



**Nikada nemojte montirati ručni dio na motor koji radi.
Za odvajanje nasadnika od motora lagano povucite.**

3.3. RADNI PARAMETRI

Načini rada, prilagodba brzine, inverzija smjera rotacije, kontinuirani ili recipročni pokreti, prilagodba zakretnog momenta, aktivacija raspršivanja i LED rasvjete (ako je dostupno) obavljaju se putem komandne ploče dentalne jedinice. Za postavljanje radnih parametara pogledajte priručnik s uputama za zubarsku jedinicu.

3.4. RASVJETA UREĐAJA

U mikromotorima opremljenima LED diodama za osvjetljavanje kirurškog polja, one se automatski pale kada mikromotor radi. Samo s FLUO verzijom mikromotora korisnik se može prebacivati pomoću kontrole na konzoli između dvije vrste LED dioda, bijele ili blizu UV, koje se isporučuju s nasadnikom. Nakon što se motor zaustavi, LED dioda ostaje upaljena za unaprijed postavljeno vrijeme. Osvjetljenje ovisi o postavkama na stomatološkoj jedinici.

4. PONOVDNA OBRADA

PREPORUKA: ponovnu obradu treba izvršiti unutar 30 minuta od završetka uporabe.
Mikromotori su testirani na 250 ciklusa (prema zahtjevima EN ISO 14457).



Prije dezinfekcije, operater mora odvojiti nasadnik od mikromotora i mikromotor od cijevi dentalne jedinice. Prije ponovne obrade vizualno pregledajte mikromotor. Ponovno obrađujte samo mikromotore bez ikakvih neprihvatljivih oštećenja kao što su korozija i oštećenja. Kako bi održao razinu higijenske sigurnosti, na kraju svake uporabe i unutar kratkog vremena operater mora očistiti, dezinficirati i sterilizirati mikromotor.

4.1. ČIŠĆENJE

Za čišćenje slijedite upute u nastavku:

- Napravite otopinu za čišćenje prema uputama za lagani organski otpad.



Koristite sredstvo za čišćenje koje se legalno prodaje i odobreno u vašoj zemlji (pogledajte odjeljak PROIZVODI KOJI SE KORISTE).

- Namočite krpu koja ne ostavlja dlačice u pripremljenu otopinu deterdženta i mikromotor čvrsto zamotajte na 2 minute.



Obratite posebnu pozornost na to da krpa dodiruje prednje i stražnje priključke uređaja.

- Odmotajte uređaj i uklonite pakiranje.
- Namočite novu krpu koja ne ostavlja dlačice u otopinu deterdženta i obrišite uređaj na sljedeći način:
 - 1 Obrišite vanjsku površinu. Ponovite ovaj korak koristeći svježi dio maramice, ako je ostalo još prljavštine.
 - 2 Obrišite površinu gdje se ručka spaja s kućištem osovine maramicom i okretanjem uređaja. Ponovite ovaj korak sa svježim dijelom maramice, ako je ostalo još prljavštine.
 - 3 Obrišite rub prednje spojne površine. Pritisnite maramicu uz površinu i okrenite uređaj nekoliko puta u smjeru kazaljke na satu i suprotno od njega. Ponovite ovaj korak sa svježim dijelom maramice, ako primjetite još prljavštine.
-  *Obratite posebnu pozornost na glave vijaka, udubljenja i pukotine na uređaju.*
- 4 Obrišite rub stražnje spojne površine uređaja. Pritisnite maramicu uz površinu uređaja i rotirajte uređaj.
- 5 Ponovite samo korak 4.1.
- Namočite novu krpu koja ne ostavlja dlačice u vodu (nemojte koristiti fiziološku otopinu) i obrišite mikromotor na sljedeći način:
 - 1 Obrišite vanjsku površinu.
 - 2 Obrišite spojnu površinu između nasadnika i mikromotora brisanjem klina i rotiranjem uređaja nekoliko puta u smjeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu.
 - 3 Obrišite rub prednje spojne površine. Pritisnite maramicu uz površinu kako biste postigli dobar kontakt i rotirajte uređaj nekoliko puta u smjeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu.
 - 4 Obrišite rub stražnje spojne površine uređaja. Pritisnite maramicu na površinu kako biste imali dobar kontakt i okrenite uređaj nekoliko puta.
- Artiki osušite komprimiranim zrakom.
- Novom čistom krpom koja ne ostavlja dlačice obrišite uređaj, kako biste uklonili višak vode ili maziva.

VIZUALNI PREGLED.

Na kraju postupka čišćenja vizualno pregledajte uređaj pod normalnim svjetlosnim uvjetima.
Ako je prisutna prljavština, ponovite postupak čišćenja.

4.2. STERILIZACIJA

Prije svakog ciklusa autoklava podmažite mikromotor mlazom sredstva za podmazivanje zubarskih uređaja, legalno stavljenog na tržište i odobrenog u vašoj zemlji (vidi odlomak PROIZVODI KOJI SE KORISTE).

Raspršite sredstvo za podmazivanje u središnji otvor na stražnjoj strani mikromotora.



Ponovno spojite motor na instrument i aktivirajte kako bi izbacili višak sredstva za podmazivanje.

Osušite vanjski dio mikromotora gazom ili pamučnom vunom prije nego započnete sa sterilizacijom.

Postavite sljedeće parametre sukladno vrsti sterilizacije:

Vrsta sterilizacije (EU tržište)	Vremenska izloženost na 121 °C	Vremenska izloženost na 134 °C	Vrijeme sušenja
Dinamičko uklanjanje zraka (npr. vakuuma)	20 min	4 min	40 min

Vrsta sterilizacije (USA tržište)	Vremenska izloženost na 250° F	Vremenska izloženost na 270° F	Vrijeme sušenja
Pomak težišta	30 min	/	40 min
Dinamičko uklanjanje zraka (npr. vakuuma)	/	4 min	40 min



- Za sterilizaciju upotrijebite tkaninu legalno stavljenju na tržište i odobrenu u vašoj zemlji (vidi odlomak PROIZVODI KOJI SE KORISTE).
- Ne koristite ultrazvučne čistače.
- Ne uranjajte ručni instrument u sredstvo za dezinfekciju ili otopinu za sterilizaciju.
- Ne sterilizirajte ručni instrument u suhom toplinskom sterilizatoru.
- Ne ostavljajte ručni instrument u autoklavu, već ga uklonite odmah nakon završetka ciklusa.
- Povremeno provjerite autoklav prema uputama proizvođača. Temperature veće od navedenih ograničenja mogu oštetiti mikromotor.

4.3. DOZVOLJENI PROIZVODI

Proizvođač preporučuje upotrebu sljedećih proizvoda:



Tvrtka CEFLA s.c. ne jamči ispravan rad uređaja ako se koriste proizvodi različiti od navedenih.

Tržište EU

TEKUĆI DETERDŽENTI	• IC100 (ALPRO MEDICAL GMBH) ili drugi deterdženti s CE oznakom
ULJA ZA PODMAZIVANJE	• Daily Oil PLUS – 500 ml (CEFLA s.c.)
TKANINA ZA STERILIZACIJU	• Koristite samo sterilizacijske omote s oznakom CE

Tržište SAD-a

TEKUĆI DETERDŽENTI	• Sani ProZyme™ - 3,8l (Crosstex)
ULJA ZA PODMAZIVANJE	• Statcare™ - 500ml (SciCan)
TKANINA ZA STERILIZACIJU	• H200 - (Halyard Health)



Svi gore navedeni proizvodi moraju se skladištiti i upotrebljavati prema uputama njihovih Proizvođača.

5. ODRŽAVANJE

Najmanje jednom tjedno podmažite brtve O-prstena koji se nalaze u spojnici nasadnika silikonskom mazivom za podmazivanje. Noseći jednokratne rukavice, nanesite sloj masti na vrhove prstiju i namažite ih prstima.

Ako se za dovod spreja koriste tekućine koje potencijalno ostavljaju naslage, preporuča se da se sklopka dobro ispere vodom na kraju svake uporabe. Proizvođač zahtijeva godišnju provjeru ili remont uređaja od strane ovlaštenog servisnog osoblja.

5.1. POPRAVKI I SERVIS

Montažu, remont, kalibraciju i popravak uređaja smije obavljati isključivo osoblje tehničke službe ovlašteno od strane proizvođača.

5.2. RJEŠAVANJE PROBLEMA

GREŠKE	MOGUĆI UZROCI	PREDLOŽENA INTERVENCIJA
Motor se ne okreće.	Motor blokiran.	Potražite pomoć od tehničkog servisa.
	Blokirani ručni instrument.	Podmažite ručni instrument. Pošaljite ručni instrument tehničkom servisu.
	Elektronička kontrolna ploča u kvaru.	Potražite pomoć od tehničkog servisa.
	Cijevi instrumenta u kvaru.	Potražite pomoć od tehničkog servisa.
Motor se okreće, ali brzina nije podesiva.	Naredba za podešavanje u kvaru.	Potražite pomoć od tehničkog servisa.
	Kvar elektroničke kontrolne ploče.	Potražite pomoć od tehničkog servisa.
Motor samo povremeno radi.	Kvar cijevi instrumenta.	Zamijenite cijevi instrumenta.
	Oštećeni ležajevi.	Potražite pomoć od tehničkog servisa.
Motor ne pruža odgovarajući okretni moment.	Okretni moment postavljen je na minimum.	Pravilno podesite postavke.
	Odabran je način rada endodoncije.	Pravilno podesite postavke.
	Kvar napajanja / motora.	Potražite pomoć od tehničkog servisa.
Motor se pregrijava.	Nedovoljno hlađenje zrakom.	Potražite pomoć od tehničkog servisa.
	Jako trenje ručnog instrumenta.	Podmažite ručni instrument.
		Pošaljite ručni instrument tehničkom servisu.
Motor se regularno okreće. Oštrica se ne okreće.	Ručni instrument nije pravilno spojen.	Izvadite ručni instrument i pravilno postavite.
	Ručni instrument u kvaru.	Pošaljite ručni instrument tehničkom servisu.
	Kvar zavojnice prijenosa.	Potražite pomoć od tehničkog servisa.
Ručni instrument se okreće na vlastitoj zavojnici.	Blokirani ručni instrument.	Pošaljite ručni instrument tehničkom servisu.
Ručni instrument ne ostaje umetnut u mikromotor.	Kvar ručnog instrumenta.	Zamijenite ručni instrument.
	Oštećena kuka motora.	Potražite pomoć od tehničkog servisa.
Ispuštanje vode iz ručnog instrumenta.	Brtve o-prstena oštećene ili istrošene.	Zamijenite o-prsten.
Ispuštanje vode iz zavojnice cjevovoda instrumenta.	Brtve o-prstena oštećene ili istrošene.	Zamijenite o-prsten.

6. ODLAGANJE

Uklanjanje uređaja mora se provesti u skladu s važećim zakonima za električnu i elektroničku opremu, u skladu s pojedinačnim nacionalnim zakonima. Materijali korišteni za izradu nisu štetni za ljude ili životinje koje dolaze u kontakt tim materijalima ili su im izložene.

7. JAMSTVENI UVJETI

Proizvođač omogućuje korisniku jamstvo u trajanju od 12 mjeseci, koje počinje od datuma ugradnje te obuhvaća sve operativne greške i nedostatke u materijalu i izradi.

Ako postoje osnovani zahtjevi proizvođaču ili ovlaštenom centru za popravke, potrebni popravci ili zamjena bit će besplatno izvedeni.

Kako bi mogli iskoristiti mogućnost besplatnog popravka ili zamjene, nužni preduvjet je da zajedno s uređajem pošaljete i dokument koji dokazuje kupovinu uređaja, koji mora obuhvaćati jasno vidljive reference na proizvod, njegov serijski broj i datum kupnje.

Jamstvo ističe ako su bilo koja šteta i/ili njezine posljedice rezultat nepravilnog rada ili izmjena proizvoda izvedenih od strane trećih osoba, koje nisu ovlaštene od strane proizvođača: to jest, ako su korišteni neoriginalni rezervni dijelovi ili komponente.

Drugi zahtjevi bilo koje vrste, posebice oni koji se odnose na naknadu štete ili kamata, neće biti odobreni.

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu, ozljede i posljedice nastale zbog:

- Istrošenosti.
- Spajanja instrumenta suprotno CE propisima.
- Neovlaštenih izmjena ili održavanja izvedenog od strane neovlaštenog osoblja.
- Uporabe neoriginalnih dodataka ili rezervnih dijelova.
- Nepridržavanja uputa za uporabu, sastavljanje ili održavanje te nepravilne uporabe proizvoda.
- Neuobičajenih kemijskih, električnih ili elektroničkih tokova.
- Pogrešnih spojeva (zrak, voda, električna struja).

Jamstvo ne obuhvaća provodnike poput „optičkih vlakana“ niti bilo koje druge sintetičke materijale.

8. ODLAGANJE



Odstranite uređaj i pribor u skladu s lokalnim propisima.

Pridržavajte se nacionalnih zakona o recikliranju i trenutnih bolničkih postupaka recikliranja kako biste osigurali pravilno odlaganje Micromotor uređaja .

Za više informacija o recikliranju obratite se ministru zaštite okoliša ili lokalnim vlastima.



Nemojte odlagati ovaj proizvod u kućni otpad. Direktiva se ne odnosi na kontaminirane proizvode.

9. PROIZVOĐAČ

Proizvela
CEFLA s.c.

Sjedište
Via Selice Provinciale, 23/a - 40026 Imola (BO) Italy
Tel. +39/0542 653111 Fax +39 0542 653344

Postrojenja
Via Bicocca, 14/c - 40026 Imola (BO) Italija
Via Gambellara 43/c - 40026 Imola (BO) Italija
Tel. +39 0542 653441 Fax. +39 0542 653555



www.cefla.com