



anthos.com



BU MEDICAL EQUIPMENT
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
HEADQUARTERS Cefla s.c.

Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola - BO (Italy)
tel. +39 0542 653111
fax +39 0542 653344

STABILIMENTO
PLANT

Via Bicocca, 14/c
40026 Imola - BO (Italy)
tel. +39 0542 653441
fax +39 0542 653601



02/2026 ASTOSP251S00
Debido a la constante actualización tecnológica de nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden ser objeto de modificación sin previo aviso.
Según las normativas vigentes, en las áreas fuera de la UE algunos productos o características pueden presentar disponibilidades y peculiaridades distintas. Te invitamos a contactar con el distribuidor local.



ES
**Anthos
Asientos**

S7
S8
S9

**en
joy**

CONFORT

A cada uno su confort

La nueva gama de asientos Anthos ofrece soluciones funcionales, cómodas y ergonómicas que mejoran el ambiente de trabajo, reducen el estrés físico de los operadores y permiten mantener la concentración y la energía. Sus líneas esenciales y su amplia gama de

colores se adaptan al layout del consultorio odontológico y, gracias a sus reducidas dimensiones, son capaces de asegurar siempre un correcto acercamiento al campo operatorio.



El asiento más adecuado para ti

El asiento S7 permite mantener una postura correcta, evitando molestias a breve y a largo plazo independientemente de la complejión del operador. Confortable y ergonómico, el asiento ha sido optimizado

para favorecer los movimientos, el flujo de trabajo y las dinámicas operatorias garantizando siempre un soporte adecuado.

Asiento.

Dotado de un acolchado suave y fácil de limpiar, el asiento presenta unas líneas ergonómicas que favorecen la posición adecuada de las piernas y de la espalda durante las fases operativas.



S7



Regulación.

Ofrece la posibilidad de regular la altura del asiento y del respaldo de forma independiente para adaptarlas perfectamente a cualquier tipo de complejión, garantizando la posición adecuada de las piernas y de la espalda.



Inclinación.

Es posible modificar la inclinación del respaldo para obtener el mejor apoyo posible en el área lumbar.

Respaldo.

El respaldo es poco voluminoso y puede regularse a la altura deseada. Ofrece un soporte lumbar perfecto durante el diálogo con el paciente y en las fases más operativas.



Trabajar sin estrés

Los asientos de última generación de tipo sillín ayudan a mantener una posición más vertical y a acercarse al paciente sin arquear la columna, promoviendo

una postura correcta de la espalda y del cuello. Para trabajar relajados y prevenir la aparición de dolores musculoesqueléticos.



Acolchado.

Puedes elegir entre un acolchado sin costuras a la vista, confortable y fácil de higienizar, y un acolchado Memory Foam (opcional) que asegura la máxima comodidad.





La postura adecuada.

Su especial ergonomía permite mantener una inclinación correcta del cuello y de las piernas para reducir al mínimo el esfuerzo en los músculos y en la columna vertebral. Además, la forma del asiento favorece una distribución equilibrada del peso en toda la superficie.



Asiento activo.

Gracias a su mecanismo basculante, el asiento acompaña los movimientos del cuerpo en todas las condiciones de trabajo: el asiento dinámico aporta una sensación de energía y bienestar. El ángulo de movimiento puede ser gestionado fácilmente hasta el bloqueo en eje.



20° MAX

90°

110° MIN



Altura regulable.


La altura del asiento es regulable, para adaptarse a cualquier tipo de complexión. Una extensión de 10 cm y un anillo reposapiés (opcionales) completan el suministro.

S8

Versatilidad y seguridad


Gracias a su cómodo brazo y a sus mecanismos de regulación, el asiento S8 garantiza al operador un apoyo estable y una gran movilidad al mismo tiempo. Todos los

detalles han sido estudiados pensando en la funcionalidad y en el confort operativo.



Asiento.

El asiento circular resulta particularmente cómodo para el auxiliar, que debe cambiar de posición a menudo para acceder a distintos instrumentos.



Brazo.


El brazo perfilado asegura un excelente soporte para el brazo incluso en las sesiones de larga duración y está realizado en un material antideslizante. Está desvinculado del asiento, por lo que puede girar 360°. Las soluciones técnicas adoptadas garantizan la máxima estabilidad y facilidad de limpieza.

Configuración centrada o descentrada.

Al efectuar el montaje se puede decidir entre la configuración centrada, válida para cualquier tipo de apoyo, o una configuración diestra o zurda en caso de utilizarlo principalmente en una posición determinada.




Colores




102	198	azul atlántico	Acolchados estándar	102	113	106	136
113	183	azul pacífico					
106	196	azul mediterráneo	Acolchados Memory Foam	198	183	196	186



123	193	verde polinesia	Acolchados estándar	135	115	132	134
101	197	verde caribe					
137	187	plateado brillante	Acolchados Memory Foam	194	195	192	184



Acolchados estándar	103	123	101	137
Acolchados Memory Foam	182	193	197	187






Acolchados estándar	121	130	141	142
Acolchados Memory Foam	199	180	171	172



Acolchados estándar	140	143	144
Acolchados Memory Foam	170	173	174

Características técnicas

	S7	S8	S9
Anello Poggiapiedi	opcional	opcional	opcional
Extensión 10 cm	opcional	opcional	-
Sistema balance	-	-	estándar
Acolchados estándar	estándar	estándar	estándar
Acolchados Memory Foam	-	-	opcional



Anillo reposapiés.

El anillo reposapiés está disponible como elemento opcional para todos los modelos y ofrece un apoyo sólido y cómodo al operador. Su acabado metálico facilita la limpieza.

Extensión.

Existe una práctica extensión opcional de 10 cm que permite adecuar perfectamente la altura del asiento a todas las complexiones.