



Making Your Life Better.

BU Medical Equipment

Sede legale ed amministrativa Headquarters

Cefla s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653111
fax +39 0542 653344

Stabilimento Plant

Via Bicocca, 14/c
40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653441
fax +39 0542 653601



04/2023 ASTOT211S00

Le caratteristiche tecniche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso nell'ambito di un costante aggiornamento tecnologico. Secondo le normative vigenti, nelle aree Extra UE alcuni prodotti e/o caratteristiche potrebbero avere disponibilità e specificità diverse. Vi invitiamo a contattare il distributore di zona.

S.

ANTHOS SEGGIOLINI

S7
S8
S9

Praticità e Benessere

PRATICITÀ E BENESSERE



ENJOY THE DIFFERENCE

A ognuno il suo comfort

COMFORT

La nuova gamma di seggiolini Anthos offre soluzioni funzionali, comode ed ergonomiche che migliorano l'ambiente di lavoro, riducono lo stress fisico degli operatori e permettono di mantenere concentrazione ed energia.

Le linee essenziali e l'ampia gamma di colori si adattano al layout dello studio odontoiatrico, così come le dimensioni contenute consentono sempre un corretto avvicinamento al campo operatorio.



Il seggiolino più adatto a te


S7

Il seggiolino S7 permette di mantenere una postura corretta, evitando disagi a breve e lungo termine, qualunque sia la corporatura dell'operatore. Confortevole

ed ergonomico, il seggiolino è ottimizzato per favorire i movimenti, il workflow e le dinamiche operatorie garantendo sempre l'adeguato supporto.

Seduta.

La seduta, con imbottitura morbida e facile da pulire, ha linee ergonomiche che favoriscono la giusta posizione di gambe e schiena durante le fasi operative.



Schienale.

Lo schienale risulta poco ingombrante ed è regolabile all'altezza desiderata. Offre un perfetto supporto lombare durante il dialogo con il paziente e nelle fasi più operative.



Inclinazione.

È possibile modificare l'inclinazione dello schienale per ottenere il miglior appoggio alla fascia lombare.

Regolazione.

Per mantenere la giusta posizione di gambe e schiena, puoi regolare sia l'altezza della seduta sia quella dello schienale, in modo indipendente, per adattarli perfettamente a ogni tipologia di corporatura.



Lavorare senza stress

S9


I seggiolini di ultima generazione a sella aiutano a mantenere una posizione più verticale e ad avvicinarsi al paziente senza incurvare la colonna vertebrale, inducendo

una postura corretta di schiena e collo. Per lavorare rilassati e prevenire la formazione di dolori muscolo-scheletrici.



Sellerie.

Puoi scegliere tra una selleria senza cuciture esposte, confortevole e facile da igienizzare, e la versione Memory Foam (opzionale) che fornisce una comodità eccezionale.



Seduta attiva.

Un meccanismo basculante permette alla seduta di assecondare i movimenti del corpo in tutte le condizioni di lavoro: la seduta dinamica dona una sensazione di benessere ed energia. L'angolo di movimento può essere facilmente gestito fino al bloccaggio in asse.



La giusta postura.

La speciale ergonomia permette di mantenere le corrette angolazioni di collo e gambe per ridurre al minimo lo sforzo sui muscoli e sulla colonna vertebrale.

La sagoma della seduta favorisce inoltre una equilibrata distribuzione del peso su tutta la superficie.



Altezza regolabile.

L'altezza della seduta è regolabile per adattarsi a ogni tipologia di corporatura. Una prolunga di 10 cm e un anello poggipiedi (opzionali) completano la fornitura.



Versatilità e sicurezza

S8

Grazie al comodo bracciolo e ai meccanismi di regolazione, il seggiolino S8 garantisce all'operatore un appoggio stabile e allo

stesso tempo una grande mobilità. Ogni dettaglio è studiato pensando alla funzionalità e al comfort operativo.



Seduta.

La seduta circolare risulta particolarmente comoda per l'assistente, che deve spesso cambiare posizione per accedere ai diversi strumenti.



Bracciolo.

Il bracciolo è sagomato per assicurare il miglior supporto al braccio anche in caso di lunghe sedute, ed è inoltre realizzato in materiale antiscivolo. Essendo svincolato dalla seduta può ruotare di 360°; le soluzioni tecniche adottate ne garantiscono la massima stabilità e facilità di pulizia.

Configurazione centrata o decentrata.

Al momento del montaggio puoi decidere tra la configurazione centrata, valida per ogni tipo di appoggio, o per una configurazione destra o mancina in caso di utilizzo prevalente in una certa posizione.



Colori

- 102 198 blu atlantico
- 113 183 blu pacifico
- 106 196 azzurro mediterraneo
- 136 186 azzurro indiano
- 135 194 rosso veneziano
- 115 195 salmone scozzese
- 132 192 viola mirtillo
- 134 184 glicine giapponese
- 103 182 giallo nevada
- 123 193 verde polinesia
- 101 197 verde caraibi
- 137 187 argento brillante
- 121 199 grigio antracite
- 130 180 nero grafite

				
Sellerie standard	102	113	106	136
Sellerie Memory Foam	198	183	196	186


				
Sellerie standard	135	115	132	134
Sellerie Memory Foam	194	195	192	184

				
Sellerie standard	103	123	101	137
Sellerie Memory Foam	182	193	197	187

		
Sellerie standard	121	130
Sellerie Memory Foam	199	180

Caratteristiche tecniche

	S7	S8	S9
Anello Poggiapiedi	opzione	opzione	opzione
Prolunga 10 cm	opzione	opzione	opzione
Sistema balance	-	-	standard
Sellerie standard	standard	standard	standard
Sellerie Memory Foam	-	-	opzione



Anello poggiapiedi.
È disponibile come opzione per tutti i modelli l'anello poggiapiedi, che permette un comodo e solido appoggio per l'operatore. La finitura metallica garantisce una facile pulizia.

Prolunga.
È disponibile come opzione per tutti i modelli una pratica prolunga di 10 cm che permette di adeguare perfettamente l'altezza della seduta a tutte le corporature.